

眼科手術用排液スポンジ

アイウィック

*Fluid Control
Absorbent
Fast wicking
Lint free*

アイウィック+受水袋の排液スポンジ

アイドレイン

一般医療機器

単回使用

滅菌済


Air Foaming Technology

エアフォーミングとは空気で気孔を発泡し成型する技術です。
スターチ（澱粉）フォーミングに比べ、細菌繁殖のリスクが少ないのが特長です。
また製品内部は吸水性のある細孔構造となっております。

Disposable

Lint free

Interconnected
pores



一般的名称：医療用スポンジ
販売名：ロートアイウィック 医療機器届出番号：23B1X10022000101

一般的名称：医療用スポンジ
販売名：ロートアイドレイン 医療機器届出番号：23B1X10022000102

※パッケージ・デザイン・内容の変更により、写真と異なる場合があります。

〈使用方法〉

スポンジ部は事前に生理食塩水等の液体で湿らせてから、眼組織に当ててください。

製品名	規格	入数	JAN
アイウィック	220mm×3mm	1本入り×10袋	4987421002010
アイドレイン	220mm×3mm 受水袋 80ml	1個入り×10袋	4987421000115

Rohto
ロート製薬グループ

ロートニッテン

〈製造販売元〉
ロートニッテン株式会社

〈お問い合わせ先〉
ロートニッテン株式会社
サージカル事業推進部
TEL: 03-5408-5305